

SOCOREX 社製ピペットスタンド 336/337/340

SOCOREX
SWISS



Twister universal pipette stand 336

ユニバーサルピペットスタンド ツイスター

- スタンド本体が水平方向に 360 度回転するユニークなピペットスタンドです。
- 「クルッ」と回転させて、奥のピペットを正面に移動させると、楽に取り出せます。
- 最大 6 本のピペットが保管できます。
- ネック部の外径が $\phi 21\text{mm}$ 以下であれば、各社ピペットにもご使用頂けます。



「クルッ」と回転

Universal pipette stand 337

ユニバーサルピペットスタンド

- 省スペース設計のユニバーサルピペットスタンド。
- 最大 7 本のピペットが保管できます。
- ネック部の外径が $\phi 21\text{mm}$ 以下であれば、各社ピペットにもご使用頂けます。
- 耐久性に優れたポリアミド樹脂製ですので、お手入れも簡単です。



他社製ピペット保管例



ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部

SOCOREX 社製ピペットスタンド 336/337/340



Static work station 340

SOCOREX ピペットスタンド

- SOCOREX 社製 Acura®ピペット専用スタンド。
- 分注容量の大きいマクロピペットや、マルチチャンネルピペットのスタンドとしてご利用頂けます。
- キャピラリーピペット 846、ピペット型連続式分注器 865 用スタンドとしても最適です。
- 耐久性に優れたポリアミド樹脂製ですので、お手入れも簡単です。



キャピラリーピペット使用例

ピペット型連続式分注器使用例

仕様表

型番	カラー	保管数	入数	サイズ
ユニバーサルピペットスタンド ツイスター-336				
320.336W	ダイヤモンドホワイト	6本	1台	φ14.5×22cm 400g
320.336Q	クォーツグレー			
320.336B	サファイアブルー			
320.336G	エメラルドグリーン			
320.336Y	レモンイエロー			
320.336O	トパーズオレンジ			
320.336R	ルビーレッド			
ユニバーサルピペットスタンド 337				
320.337G	ライトグレー	7本	1台	19.7×14×21.5cm 200g
320.337R	ピンク			
320.337B	アイスブルー			
320.337M	ミントグリーン			
320.337Y	バナライエロー			
SOCOREX ピペットスタンド 340				
320.340	ライトグレー	3本	1台	φ14.5×28.5cm 400g



336

337

※注意
ピペットは別売です。

取扱代理店

■ 商品についてのお問い合わせは
Web サイトお問い合わせフォームより
www.nikko-hansen.jp

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部(営業部) 〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5
TEL (06)4801-7751 FAX (06)6358-5580
社 〒554-0024 大阪市此花区島屋 4-1-131
本 TEL (06)6460-1960 FAX (06)6460-1961